

Авансепт



Цена:

По запросу

Объем:

Да

Упаковка:

1 шт.

☒ Под заказ 1-2 недели

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Универсальный жидкий концентрат на основе ПГМГ и ЧАС, обладающий антимикробной активностью

Средство предназначено для профилактической дезинфекции и дезинфекции по эпидпоказаниям, уборки поверхностей, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря кабин и отсеков воздушных судов гражданской авиации при бактериальных (включая туберкулез) и вирусных инфекциях.

Состав: в состав средства в качестве действующих веществ (ДВ) входят: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) - 6,0%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) - 4,5%. Кроме того, в состав средства входят функциональные добавки, краситель, отдушка и вода. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства $6,0 \pm 1,0$.

Консистенция, свойства: средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого или голубого цвета со слабым специфическим или хвойным запахом.

Фасовка: полиэтиленовые флаконы объемом 0,5-1,0 дм³, полиэтиленовые канистры 2-20 дм³, полиэтиленовые бочки 100-200 дм³.

Микробиология: средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (полиомиелита, энтеровирусов, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа, «птичьего гриппа H5N1» и др. возбудителей ОРВИ, аденовирусов, герпес вирусов, цитомегаловирусов и др.), грибов родов Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами. Средство сохраняет свои свойства после заморозания и последующего оттаивания. Растворы средства не агрессивны по отношению к материалам из алюминиевых сплавов с покрытием и сталей (конструкционных и нержавеющей), резинам, стеклу, пластмассам, декоративно-отделочным и полимерным материалам.

Токсичность: относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и в виде паров при ингаляционном воздействии; при парентеральном введении относится к 4 классу мало токсичных веществ, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное — на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Применение: рабочие растворы средства применяют для профилактической дезинфекции и уборки методом протирания и замачивания, дезинфекции по эпидпоказаниям - методом протирания или орошения и замачивания. Поверхности кабин и отсеков (боковые и потолочные, багажные полки, осветительные плафоны, перегородки, буфетные стойки и др.) протирают ветошью, смоченной в рабочем растворе средства при норме расхода - 100 мл/м обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 150 мл/м - при использовании распылителя типа «Квазар» на одну обработку. После обработки способом орошения следует провести влажную уборку. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м² обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения - 150 мл/м² (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Срок хранения: средства — 3 года , рабочих растворов — 14 суток.

Условия хранения: в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре не ниже 0°C и не выше 35°C.

Особенности и примечания: обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств индивидуальной защиты органов дыхания и в присутствии пациентов. Средство сохраняет свои свойства после заморозания и последующего оттаивания.

