

АДС-521



Цена: По запросу	Объем: Да	Упаковка: 1 шт.
---------------------	--------------	--------------------

☒ Под заказ 1-2 недели

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Готовый к применению в стоматологии раствор для дезинфекции оттисков.

Дезинфицирующее средство для дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, зубопротезных заготовок из разных материалов, коррозионностойких артикулятов и слепочных ложек в лечебно-профилактических учреждениях.

Готовый к применению в стоматологии раствор:

- для дезинфекции стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок из различных материалов, артикуляторов и других изделий;
- не изменяет форму обрабатываемых изделий;
- обладает хорошими моющими свойствами и легко смывается.

Состав

Глутаровый альдегид 1%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,5%, функциональные добавки и краситель.

Консистенция, свойства

Прозрачная жидкость голубого цвета. pH средства 3,7 - 4,7.

Микробиология

Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной и вирулицидной активностью.

Токсичность

Средство по параметрам острой токсичности ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при однократном внутрижелудочном и накожном действии.

Назначение

- для дезинфекции стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок из разных материалов, коррозионностойких артикулятов и слепочных ложек при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), грибковой (кандидозы) и вирусной этиологии в лечебно-профилактических учреждениях.

Срок годности

Срок годности средства один год в невскрытой упаковке производителя; во вскрытой упаковке – не менее двух месяцев до изменения внешнего вида.

Условия хранения

Средство хранят в закрытой таре в крытых складских помещениях при температуре от плюс 50С до плюс 250С.

Особенности и примечания

Средство может быть использовано в течение суток многократно. При изменении внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение, появление хлопьев и т.п.) его следует заменить.