

Ёмкость для дезинфекции ЕДПО



Цена:	Объем:	Упаковка:
По запросу	Да	шт

☒ В наличии на складе

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Ёмкость для дезинфекции и стерилизации серии ЕДПО. **Объёмы: 1 литр, 3 литра, 5 литров и 10 литров.**

Полимерный контейнер для дезинфекции ЕДПО предназначен для обработки медицинских инструментов и продления его срока службы. Снабжен перфорированным поддоном, пластиной-гнетом для обработки легких принадлежностей и крышкой.

В современной версии произведена замена материала на более качественный и технологичный – полипропилен, который не подвержен воздействию ультрафиолета и, как следствие, не желтеет.

Изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-001-24320270-99.

Сфера применения контейнеров для дезинфекции

- Поликлиники.
- Больницы.
- Лаборатории.
- Диагностические центры.
- Исследовательские организации.
- Другие лечебно-профилактические учреждения.

Технические характеристики ЕДПО-1л

Общий объем контейнера: 1,6 л.

Габаритные размеры контейнера (длина x ширина x высота): 223x149x91 мм.

Масса контейнера: 0,53 кг.

Размеры внутренней части поддона (длина x ширина x высота): 145x112x70 мм.

Размеры внутренней части поддона по диагонали: 205 мм.

Технические характеристики ЕДПО-3л

Общий объем контейнера: 5 л.

Габаритные размеры контейнера (длина x ширина x высота): 315x206x125 мм.

Масса контейнера: 1,1 кг.

Размеры внутренней части поддона (длина x ширина x высота): 205x160x100 мм.

Технические характеристики ЕДПО-5л

Общий объем контейнера: 7,5 л.

Габаритные размеры контейнера (длина x ширина x высота): 394x260x156 мм.

Масса контейнера: 1,9 кг.

Размеры внутренней части поддона (длина x ширина x высота): 255x200x125 мм.

Технические характеристики ЕДПО-10л

Общий объем контейнера: 15 л.

Габаритные размеры контейнера (длина x ширина x высота): 496x328x195 мм.

Масса контейнера: 3,7кг.

Размеры внутренней части поддона (длина x ширина x высота): 320x252x165 мм.

Комплектация контейнера для дезинфекции

Вы можете выбрать вариант контейнера с полезным объемом на 1, 3, 5 или 10 литров.

Преимущества ЕДПО

1. Крышка плотно прилегает к контейнеру и полностью исключает распыливание раствора во время транспортировки или ингаляционного контакта с парами дезинфектора.
2. Благодаря герметичности контейнера растворы не испаряются и дольше сохраняют полезные свойства.
3. Поддон с отверстиями исключает необходимость прямого контакта сотрудника с дезраствором.
4. Наличие перфорированного поддона улучшает циркуляцию дезинфицирующих веществ.
5. Благодаря пластине-гнети инструменты полностью погружаются в раствор, что обеспечивает качественную обработку.
6. Допустимая температура воздействия: $75 \pm 2^{\circ}\text{C}$.