


Игла спиная Квинке KDM (Германия)



Цена:

По запросу

Размер:

Да

Упаковка:

50 шт.

Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Игла спиная одноразовая стерильная тип среза Квинке (Quinke) длина 88мм, производство KDM Германия.

Игла спиная Квинке используется для проведения спиальной анестезии и люмбальной пункции. Некоторые особенности этой процедуры накладывают отпечаток на форму и устройство иглы:

1. Для её осуществления требуется более тонкая игла, чем при эпидуральном обезболивании.
2. Доза анестетика также значительно меньше, однако сразу после его введения пациент начинает чувствовать онемение в нижней части тела.
3. Укол приходится в то место, где содержится только спинномозговая жидкость. Спинальный мозг остаётся не задетым.

Для обеспечения максимально возможной безболезненности процедуры для пациента и бесперебойной эксплуатации для медперсонала игла спиная Квинке изготавливается из высокопрочной медицинской стали, гарантирующей гладкую поверхность и тонкие стенки. Она легко преодолевает сопротивление тканей тела. Двойная заточка острия позволяет пунктировать твёрдые оболочки с наименьшим травматизмом, предотвращая появление постпункционных головных болей.

Контроль над введением препарата и оттоком спинномозговой жидкости проводится через прозрачное окно павильона иглы с увеличительным эффектом. Цвет мандрена зависит от размера иглы:

1. Розовый – 18G.
2. Кремовый – 19G.
3. Жёлтый – 20G.
4. Чёрный – 22G.
5. Оранжевый – 25G.
6. Коричневый – 26G.
7. Серый – 27G.

Характеристики

1. Стерильность, апиrogenность, нетоксичность.
2. Использование специальной марки стали, разработанной для медицинского применения.
3. Цветная маркировка мандрена для быстрого визуального определения размера.
4. Прозрачная камера для контроля проведения пункций.
5. Удобная конструкция захвата.
6. Разъём типа «Луер Лок» для надёжного накручивания иглы на шприц.
7. Индивидуальная стерильная упаковка для каждой единицы товара.
8. Минимальный объём внутренней упаковки – 100 шт.
9. Минимальный объём транспортной упаковки – 2000 шт.
10. Максимальный срок хранения – 5 лет.

Особенности производства

Ввиду сферы применения расходные материалы для проведения спинальной анестезии должны отличаться высоким качеством. Такие приспособления, как игла спинальная Квинке купить можно на нашем сайте.

Товар производится по немецкой технологии и соответствует санитарно-гигиеническим нормам международного образца. Каждая партия продукции проходит несколько стадий контроля для выявления широкого спектра брака. После аппаратной и ручной проверки риск поступления в продажу некачественных игл отсутствует.