

Шприц инсулиновый MedAim (США)



Цена:

По запросу

Объем:

Да

Упаковка:

100 шт.

Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Инсулиновый одноразовый шприц U100 с надетой иглой, производство MedAim (США).

Шприц инсулиновый предназначен для подкожного и внутримышечного введения препаратов. Объём колбы – 1 мл. мерные деления нанесены с шагом 0,01 мл, что соответствует 1 единице инсулина. Такая частая градуировка связана с небольшими дозировками этого препарата, применяемыми на практике.

Рассматриваемое инъекционное устройство по строению можно отнести к группе трёхкомпонентных шприцев из-за наличия резиновой манжеты на поршне, снижающей силу трения, увеличивающей герметичность и обеспечивающей плавное нажатие.

Характеристики

1. Шприц инсулиновый является нетоксичным, стерильным, гипоаллергенным и апирогенным медицинским инструментом.
2. Цилиндр отливается из прозрачного полипропилена, поршень – из цветного полипропилена.
3. Места соединения цилиндра с поршнем и иглой герметичны.
4. Ребристый упор штока облегчает использование, препятствуя

скольжению пальцев.

5. Иглы несъёмные. Их конструкция рассчитана таким образом, чтобы в процессе эксплуатации не возникало мест скопления лекарственных препаратов, которые невозможно вывести из цилиндра. Это особенно важно при введении малых доз.
6. Угол заточки игл $11^{\circ} \pm 2^{\circ}$. Материал изготовления – хромоникелевая нержавеющая сталь (марка AISI 304).
7. Трёхсторонняя заточка и покрытие тонким слоем силикона уменьшают сопротивление при введении иглы в ткань и минимизируют болезненные ощущения пациента.
8. На поршне имеется резиновая манжета с 3-мя кольцами, обеспечивающая более плавное введение препаратов.
9. Для смазки манжеты, внутренней и внешней сторон игл применяется полидиметилсилоксан. В нём не содержится силикон.
10. Для каждой товарной единицы предусмотрена индивидуальная упаковка.
11. Для стерилизации используется этиленоксид (ЕО).
12. Срок хранения – 5 лет.

Показания к применению

Вы можете инсулиновый шприц купить для проведения внутримышечных и подкожных инъекций лекарственных препаратов. Используйте шприцы только из целых упаковок. Перед проведением процедуры обрабатывайте кожные покровы этиловым или метиловым спиртом.

Объем (мл)	Игла в комплекте	Упаковка (шт.)
1	0.45x10mm (26Gx2/5")	3000/100