

# Инвалидная коляска Ortonica BASE 130



Цена:

По запросу

Упаковка:

**1 шт.**

Под заказ

Производитель: Название производителя

## Описание

Инвалидная коляска ORTONICA BASE 130 прочная и надежная, удобна для ежедневного использования.

Инвалидная коляска прочная и надежная, удобна для ежедневного использования. Данная инвалидная коляска может использоваться в качестве прогулочной коляски или комнатной коляски. Подлокотники съемные. Подножки регулируются по высоте. Коляска оснащена поддерживающими ремнями для стоп.

Кресло-коляска ORTONICA BASE 130 может использоваться как в качестве прогулочной, так в качестве комнатной.

Особенности:

- может использоваться как в качестве прогулочной и комнатной коляски;
- общая высота 91 см;
- подлокотники съемные;
- длина опорной части 26 см;
- высота сиденья спереди 51 см, сзади 48 см;
- компактна в сложенном состоянии (ширина в сложенном состоянии 31 см);
- подножки регулируются по высоте на 14,5 см;
- шины передних колес цельнолитые, диаметр 19 см, толщина 3 см;
- шины задних колес пневматические, диаметр 61 см;
- коляска оснащена поддерживающими ремнями для стоп;
- на спинке расположен карман для мелочей.

