

Отводящая шина первого пальца F2912



Цена:

По запросу

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Шина предназначена только для ночного использования.

Шина применяется при наличии такого осложнения от поперечного плоскостопия, как халлюкс вальгус или, в простонародье, «косточки» в основании первого пальца стопы.

Дополнительно шина используется при «молоткообразных» пальцах, при бурсите первого плюснефалангового сустава, после оперативных вмешательств по поводу hallux valgus.

Шина предназначена только для ночного использования.

Шина выполнена из комбинированных материалов.

Основой является пластиковая пластина.

В области соприкосновения данной шины с первым пальцем стопы имеется специальная неопреновая вставка, предотвращающая травматизацию мягких тканей.

С помощью специальных лент-стяжек изделие моделируется с учетом индивидуальных анатомических особенностей каждого конкретного пациента.

Угол отведения первого пальца также индивидуально моделируется с учетом потребностей.

Надевается шина непосредственно на тело или на хлопчатобумажную подкладку, в случаях индивидуальной непереносимости материалов.

Варианты исполнения: левая/правая рука.