

Тонометр на запястье OMRON R1



Цена:

По запросу

Упаковка:

1 шт.

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Автоматический тонометр Omron (Омрон) R1 для измерений АД на запястье.

Автоматический тонометр Omron (Омрон) R1 для измерений АД на запястье.

Краткое описание характеристик тонометра Omron R1:

Технология Intellisense™ - максимально точное, удобное и комфортное измерение артериального давления

Управление процессом измерения одной кнопкой делает использование прибора простым и понятным.

3-х строчный дисплей

Современные дизайн

Увеличенная запястная манжета окружностью от 13,5 до 21,5 см.

Бездекомпрессионный метод измерения - быстрое и точное измерение АД

В комплекте пластиковый футляр для хранения и транспортировки прибора

Прибор клинически апробирован

Гарантия 5 лет

Подробное описание тонометра Omron R1:

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический на запястье Omron (Омрон), модель R1 - это замечательный компактный и простой в использовании прибор, идеально подходит для тех, кто часто контролирует свое артериальное давление. Небольшая, заранее приданной формы манжета

легко и удобно накладывается на запястье.

Тонометр Omron (Омрон) R1 работает на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента управляемое нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки. Прибор также сохраняет последнее измерение в памяти.

Работает от 2-х мизинчиковых батареек.

Особенности тонометра Omron (Омрон) R1:

1. Функции памяти.

Тонометр Omron (Омрон) R1 сохраняет в памяти только последний результат измерения давления.

Важно!

Последние исследования позволяют считать нижеприведенные значения показателем высокого артериального давления при проведении измерений дома:

- Систолическое артериальное давление Выше 135 мм рт. ст.
- Диастолическое артериальное давление Выше 85 мм рт. ст.

Эти критерии предназначены для домашних измерений артериального давления.

Предупреждение!

Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны. Следуйте указаниям лечащего врача.