


Трость для скандинавской ходьбы E 0673



Цена:

По запросу

Цвет:

Да

Упаковка:

1 шт.

Под заказ

Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Трость предназначена для использования при ослаблении мышечного аппарата.

Трость предназначена для использования при ослаблении мышечного аппарата, при различных хронических патологиях опорно-двигательного аппарата, для реабилитации после многих травм, при заболеваниях позвоночника, при корешковых синдромах, после многих операций, при заболеваниях органов дыхания и при сердечно-сосудистых заболеваниях (для кардиотренировок).

Дополнительно трости могут использоваться в периоды реабилитации после различных заболеваний.

Трость также может использоваться для занятий лечебной физкультурой и спортом.

Трость выполнена из специального очень легкого и крайне прочного алюминиевого сплава.

Рукоять выполнена из пробкового дерева со специальными полипропиленовыми вставками.

Дополнительно трость снабжена специальной петлей-креплением (темляк),

которая обеспечивает дополнительную безопасность человеку.

Трость снабжена системой анти-шок, снижающей ударную нагрузку на всю верхнюю конечность и позвоночник.

Трость регулируется по высоте.

В комплекте имеется резиновый наконечник для использования дома и на тротуаре, специальное защитное кольцо для использования на мягком грунте или снегу и карбидный наконечник для хорошего сцепления с каменистой поверхностью и со льдом.

Высота ($\pm 5\%$): 1150-1400 мм