

Туберкулиновый шприц KDM (Германия)



Цена:

По запросу

Объем:

Да

Упаковка:

100 шт.

Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Туберкулиновый одноразовый шприц **высокого качества** 3-х компонентный с надетой иглой, производство KDM (Германия).

Купить шприц туберкулиновый в упаковках от 100 шт. вы можете здесь. Его конструкция была создана специально для проведения подкожных инъекций. Цилиндр объёмом 1 мл предназначен для небольших доз препаратов, маленькая игла обеспечивает максимально безболезненное проникновение под кожный покров. Рассматриваемая модель оснащена резиновым уплотнителем на конце цилиндра для обеспечения герметичности и плавного нажатия.

Шприц туберкулиновый помещён в упаковку сразу с надетой иглой. Есть её два доступных размера: 0.4×12 мм и 0.5×16 мм.

Характеристики

1. Товар стерильный, апиrogenный, предназначен для одноразового использования.
2. Игла надета на шприц. Это позволяет избежать попадания мелких частиц пыли внутрь цилиндра или головки иглы и образования воздушных карманов.
3. Игла изготовлена из специальной марки медицинской нержавеющей стали.

4. Цилиндр отлит из плотного эластичного полипропилена, полностью прозрачный.
5. Градуировка нестираемая, с маленьким шагом делений для обеспечения возможности максимально точной регулировки дозы.
6. Для предупреждения выпадения поршня из цилиндра на внутренней стенке есть стопорное кольцо.
7. Полиэтиленовый поршень дополнен резиновой манжетой, обработанной смазочным материалом и обеспечивающей плавное нажатие без резких рывков.
8. Благодаря особой форме резиновой манжеты достигается полное выведение лекарственного средства из цилиндра. Это актуально ввиду небольших используемых доз, при которых потеря даже малой части объёма ощутима и значительна.
9. Длинный поршень способствует полному выведению всего объёма препарата.
10. Каждая единица товара поступает в продажу в индивидуальной газопроницаемой упаковке.
11. Срок хранения – 5 лет.

Показания к применению

Шприц туберкулиновый используется для проведения подкожных инъекций препаратов различного типа. К использованию допускаются только медицинские принадлежности в целой упаковке в одноразовом порядке. В составе не имеется материалов, вызывающих аллергические реакции. Спровоцировать их могут только используемые лекарственные средства. Перед проведением процедур нужно проводить обязательную дезинфекцию кожных покровов.

Если вы хотите купить шприц туберкулиновый, будьте уверены в его качестве. Наша компания сотрудничает только с проверенными производителями.

Наименование	Размер иглы в комплекте	Упаковка шт.	Дополнительный объем до	Объём/Вес
Шприц КДМ KD-Ject III 1 мл	0.40x12mm (27Gx1/2")/ 0.50x16mm (25Gx1/2")	100/3000	-	0,1174 м3 / 13,00 кг