

Воротник ассиметричный для младенцев F9001



Цена:

По запросу

Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Воротник обеспечивает значительную разгрузку связочного аппарата и мышечного корсета шейного отдела.

Воротник применяется при незначительных травмах, при спондилопатиях, при миозитах, при мышечной кривошее.

Дополнительно воротник может использоваться в периоды реабилитации после различных травм и операций.

Воротник обеспечивает значительную разгрузку связочного аппарата и мышечного корсета шейного отдела.

Воротник обладает легкой степенью фиксации, выполнен из специального материала - пенополиуретана (медицинский поролон).

Воротник мягкий и оказывает умеренную фиксацию и стабилизацию позвонков шейного отдела позвоночника.

Воротник снабжен специальным хлопчатобумажным съемным чехлом.

Воротник крепится сзади с помощью специальной застежки «велкро».

По рекомендации врача воротник надевается выпуклой частью (высотой 5,5 см) на область мышечного спазма.

Надевается воротник непосредственно на тело или, по показаниям, на дополнительную хлопчатобумажную прокладку.