

Шприц инсулиновый KDM (Германия)



Цена:

По запросу

Объем:

Да

Упаковка:

100 шт.

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Инсулиновый одноразовый шприц U100 **высокого качества** 3-х компонентный KD-JECT с надетой иглой, производство Германия.

Из всех инъекционных устройств шприц инсулиновый чаще всего используется пациентами самостоятельно. Поэтому его конструкция адаптирована для беспроблемной и минимально болезненной эксплуатации. Длинный поршень при сравнительно малом объёме цилиндра способствует полному выведению раствора. Способ заточки иглы и специальное покрытие уменьшают сопротивление тканей при её введении.

Рассматриваемый товар относится к классу трёхкомпонентных ввиду наличия резиновой манжеты на конце поршня. Оптимально купить шприц инсулиновый именно этой конструкции. Её использование даёт несколько преимуществ:

1. Оптимальный уровень компрессии.
2. Дополнительную герметизацию за счёт плотного прилегания к стенкам цилиндра.
3. Хорошее скольжение и, следовательно, плавное нажатие на поршень благодаря применению смазочных материалов.
4. Полное выведение лекарственных средств за счёт специально

разработанной формы.

Особенности производства

Медицинские принадлежности производства немецкой фирмы KDM отличаются от прочих рыночных аналогов качеством каждой детали. При производстве используются только передовые технологии и импортное новейшее оборудование. Аппаратный многоступенчатый контроль сопровождает продукцию на всех этапах производства.

Хотите купить шприц инсулиновый высокого качества по приемлемой цене? Проводите закупки расходных материалов у нас. Здесь вы найдёте оптимальное сочетание стоимости и эксплуатационных характеристик приобретаемых товаров.

Характеристики

1. Полная стерильность, апирогенность, нетоксичность, гипоаллергенность.
2. Крепкий поршень с 4-мя рёбрами жесткости и резиновой манжетой на конце.
3. Игла, сразу надетая на цилиндр, позволяющая избежать попадания пузырьков воздуха при набирании препарата.
4. Идеальная герметичность за счёт использования плотно прилегающей манжеты с двумя кольцами и заранее надетой иглы.
5. Цветная маркировка посадочного конуса.
6. Использование специальной марки медицинской стали для изготовления игл.
7. Усовершенствованный метод заточки игл, не оставляющий на срезе зазубрин и неровностей.
8. Газовый метод стерилизации, сохраняющий свойства полимерных материалов.
9. Чёткая, яркая и стойкая градуированная мерная шкала.
10. Упаковка-блистер на каждый шприц инсулиновый.
11. Срок хранения – 5 лет.

Наименование	Размер иглы в комплекте	Упаковка (шт.)	Дополнительный объем	Объём/Вес
KDM KD-JECT® III 1 ml U100 Инсулин	0.33x12mm (29Gx1/2")	100/3000	отсутствует	0,1174 м3 / 13,00 кг