

Кровать электрическая RS201



Цена:

По запросу

Под заказ 1-2 недели

Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Кровать является комфортабельным решением для ухода за больными и недееспособными лицами.

Кровать предназначена для использования как в лечебных учреждениях для ухода, диагностики и лечения пациентов под наблюдением врача, так и в домашних условиях - для профилактики, лечения и восстановления больных.

Кровать является комфортабельным решением для ухода за больными и недееспособными лицами.

ГАРАНТИЯ 1 ГОД.

Описание

Основание кровати изготовлено из стального профиля, покрытого экологически чистой эпоксидной эмалью.

Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы травматическими угловыми бамперами.

Кровать имеет 4-х секционную систему.

Матрасное ложе состоит из стальных перфорированных ложементов.

Секции могут регулироваться по углу наклона.

Матрасное ложе может регулироваться в горизонтальной плоскости - «вверх-вниз».

Регулировки осуществляются электроприводами, посредством дистанционного пульта управления (ПДУ).

Колеса кровати имеют стальные несущие части.

Два колеса оснащены индивидуальным тормозом.

Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами) для кровати. Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и других принадлежностей.

Технические характеристики

Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2190x980x910 мм

Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1960x900 мм

Высота ложа ($\pm 5\%$): 500-790 мм

Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм

Потребляемая мощность: не более 140 Вт

Питание от сети: 210-230 В

Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 250 кг

Угол наклона спинной секции: 0-(80) гр

Угол наклона тазобедренной секции: 0-(35) гр

Угол наклона голеностопной секции: 0-(-10)-(-20) гр

Комплектация:

1.Кровать - 1 шт.

2. Руководство - 1 экз.

! Матрац поставляется отдельно и не включен в стоимость кровати !