

Кровоостанавливающий жгут ЖВ-01



Цена:

По запросу

Под заказ

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций.

Общая информация

Кровоостанавливающие жгуты повсеместно используются в сфере травматологии и в быту, в процессе оказания первой медицинской помощи с целью хотя бы временно застопорить кровотечение из открытых ран. Вместе с тем, жгуты также очень востребованы в деле обескровливания тканей и конечностей в ходе проведения операционных манипуляций на конечностях, сжимания вен при заборах крови и многих других манипуляциях медицинского предназначения.

Информация о товаре

Кровоостанавливающий жгут ЖВ-01 – это приспособление, которое специально разрабатывалось для быстрого и эффективного ограничения циркулирования крови в ходе произведения разнообразных внутривенных манипуляций, где необходима строгое или нестрогое дозированное сдавливание (компрессия). При этом осуществлять регуляцию степени сжатия, и при необходимости расцеплять сжимающую петлю позволяет зажимное устройство,

главным достоинством которого является возможность обращения всего одной рукой.

Особенности конструкции

В конструкции жгута представлены:

- Мягкая лента высокой степени упругости из резинотканевого материала;
- Пластмассовые наконечник, защёлка и корпус, который замыкает ленту в петлю.

Что характерно, ослабление и разрыв петли производится путем всего лишь одного лёгкого нажатия на кнопку зажимного приспособления в разных положениях. Кроме того, если сравнивать модель ЖВ-01 с зарубежными и отечественными аналогами, то она отличается более комфортным в использовании зажимным механизмом, а также привлекательной ценой.

Достоинства

Если сравнивать ЖВ-01 с аналогичными или конкурентными моделями, как отечественного, так и зарубежного производства, то следует отметить его безусловные преимущества. К ним относятся:

- Высокоэффективное и правильное ограничение кровяной циркуляции;
- Простая и удобная регулировка силы сжатия;
- Надёжный зажим, способный моментально прекращать фиксацию.

Сфера использования

Кровоостанавливающий жгут отличается широчайшей сферой применения, которая включает в себя следующие пункты:

- Многоцелевые медицинские учреждения: поликлиники, больницы, роддомы;
- Специализированные медучреждения: роддомы, лаборатории и другие;
- Центры диагностики и исследований;
- Многие иные лечебно-профилактические заведения.

Мы предлагаем

Если вы желаете кровоостанавливающий жгут ЖВ-01 купить, оформить покупку вы можете просто на этой странице, предварительно выбрав интересующее вас количество.

Высококачественное изделие от отечественного производителя, рассчитанное

на длительную и верную службу!