

Лейкопластырь бактерицидный



Цена:

По запросу

Размер см:

Да

Упаковка:

100 шт.

В наличии на складе

Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Лейкопластырь бактерицидный стерильный на полимерной и нетканой основе разных размеров.

Общая информация

Бактерицидный лейкопластырь в твердой форме – одно из наиболее распространенных в бытовых условиях перевязочных средств. В состоянии покоя при комнатной температуре отличается высокой плотностью и инертностью. При росте же температуры до уровня теплоты человеческого тела переходит в липкое состояние. Иными словами, это тонкая прослойка, пропитанная особым составом, которая крепится к тканевой подложке.

Лейкопластырь бактерицидный – это перевязочное средство, которое предназначено для наружного применения. Один из важнейших компонентов в любой аптечке, как стационарной, так и мобильной.

Что входит в лейкопластырь

Лейкопластырь представляет собой подушечку с вязким шелком, которая обильно пропитана бактерицидным веществом. Именно эта подушечка соприкасается с раной, имея покрытие сетчатого типа, пропускающее и

распределяющее выделения. Данное покрытие при использовании все равно остается сухим и характеризуется отсутствием прилипания к ране.

Разнообразие

На сегодняшний день лейкопластыри, которые мы предлагаем вам, изготавливаются с применением гипоаллергенного клея, и базируются на двух различных основах:

- Полимерная пленка. Эта основа отличается прозрачностью, малозаметностью, препятствованием попадания воды в рану;
- Сетчатый нетканый материал. Отличается высокой эластичностью и мягкостью, дающей возможность использовать средства на его основе даже на чувствительной коже.

Мы предлагаем

У нас вы можете лейкопластырь бактерицидный купить без особых сложностей. Он отличается полноценным рядом ключевых преимуществ, среди которых:

- Полная гипоаллергенность;
- Значительный уровень воздухо- и водопроницаемости;
- Простое и безболезненное удаление;
- Крепкая и надежная фиксация на кожном покрове;
- Производство осуществляется в полном соответствии с современными стандартами и требованиями.

Лейкопластырь бактерицидный широко используется, в том числе, и в бытовых условиях, когда необходимо осуществить:

- Фиксацию поврежденных пальцев, суставов;
- Первая медицинская помощь при обработке небольших порезов, царапин, ссадин и ран;
- Скрепление срастивающихся краев;
- Фиксацию: компрессов, тампонов и пр.

Ассортимент размеров лейкопластырей:

1,9смх7,2 см бактер.полимер.осн.

2,5смх7,2 см бактер.полимер.осн.

3,8 смх3,8 см бактер.нетк.осн.тел.

4 см*10 см бактер. на нетк.осн.

6 см* 10 см бактер. на нетк.осн.

