

Насос инфузионный SENSITEC P-600



Цена:

По запросу

☒ Под заказ

Производитель: Название производителя

Описание

Основное предназначение - проведение инфузионной терапии.

Основное предназначение - проведение инфузионной терапии (длительное непрерывное введение растворов лекарственных препаратов пациенту с высокой точностью дозирования). Описание

Благодаря уникальным ультразвуковым сенсорам и перистальтическому механизму данный прибор не требует применения специализированных расходных материалов! Приобретая этот инфузионный насос, ЛПУ может быть уверено, что ему не придется переплачивать за необоснованно дорогие инфузионные системы, к которым жестко привязаны инфузоматы других производителей, и что оборудование не будет простаивать из-за несвоевременных поставок расходных материалов, без которых его работа невозможна.

Это единственный на сегодняшний день инфузионный насос, поддерживающий подключение к центральной станции по беспроводной сети Wi-Fi. Объедините до восьми инфузионных насосов в единую сеть с дистанционным контролем непосредственно из ординаторской или с поста медицинской сестры! Возможна передача данных на портативный агрегатор информации, который помещается в кармане!

Инновационный ультразвуковой датчик воздуха в инфузионной системе позволяет проводить инфузию даже непрозрачных растворов (например, парентеральное питание), что невозможно с инфузионными насосами других производителей, оснащенными инфракрасным датчиком.

возможность проведения инфузионной терапии и парентерального питания
современный эргономичный дизайн, ЖК-дисплей оптимальный набор функциональных кнопок, водонепроницаемая передняя панель
возможность работы с любыми системами для внутривенных вливаний (без силиконовой вставки) насос осуществляет инфузию любых жидкостей, в том числе липидных и непрозрачных растворов
оснащен системой световой и звуковой тревоги
автоматическое выключение при окончании введения раствора, окклюзии или попадании в систему воздуха
ультразвуковой сенсор для распознавания пузырьков воздуха в инфузионной системе
надежное крепежное устройство (крепление насоса в горизонтальном или вертикальном положении)

- Скорость инфузии 1- 600 мл/ч
- Заданный общий объем инфузии 1 - 9999 мл
- Точность $\pm 5 \%$
- Скорость вливания при режиме KVO 1 мл/ч
- Промывка системы 1,0 мл (со скоростью 600 мл/ч)
- Диапазон уровня окклюзии 0,8 - 1,4 кг/см²

Сигналы тревоги — окончание инфузии

- переход на работу от аккумулятора
- появление пузырьков воздуха в системе для инфузии
- отсутствие раствора в системе
- окклюзия
- низкий заряд батареи
- инсталляционная ошибка (сбой работы прибора)

Источник питания

- сеть переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц

- встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор
- Длительность непрерывной работы от аккумулятора более 4 часов
- Зарядка батареи: время полной зарядки 14 часов
- Максимальный расход электроэнергии 25 Вт
- Рабочая температура от +5 до +45C
- Влажность от 30 до 90%

Размеры и вес

- 120x140x190мм
- 2кг