

Вата глазная хлопковая нестерильная ГОСТ



Цена:	Вес:	Упаковка:
По запросу	Да	ШТ

☒ Под заказ

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Вата медицинская гигроскопическая глазная хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81.

Общая информация

Все ватные изделия без исключения являют собой достаточно пушистую массу их хлопка, которую отличает незначительно переплетенная волокнистая структура. Они предназначены для использования в разнообразных, как медицинских, так и лечебных процедурах, среди которых отдельное место занимают всевозможные перевязки, компрессы и другие.

Широкая распространенность и незаменимость, которыми и отличается вата глазная хлопковая нестерильная ГОСТ, обеспечивается ее превосходной поглощающей способностью и высочайшей гигиеничностью.

Особенности производства

Производство глазной хлопковой ваты, как и других разновидностей, проходит по классическому сценарию. В качестве исходного сырья производители используют первосортный хлопок с длинными волокнами. Первоначально его разрыхляют и полностью очищают от любых примесей. Затем получившаяся

вата прочесывается до достижения равномерности и смягченности структуры, которую можно легко разделять на параллельные слои.

В процессе изготовления глазной ваты на материале проводится дополнительная очистка и обработка, в ходе которой образуется всем знакомое и известное белое волокно привлекательного эстетичного вида.

Глазная хлопковая вата, как и прочие разновидности, должна соответствовать ряду признаков и требований:

- Высокая слоистость структуры;
- Высокая степень сорбции;
- Однородность перевязочного средства;
- Высочайший уровень капиллярности в сравнении с другими видами;
- Отсутствие посторонних компонентов.

Предназначение

Глазная нестерильная вата – это вспомогательное расходное средство, которое используется в тех случаях, когда требуется:

- Создать средство для перевязки;
- В ходе различных манипуляций осуществлять чистку и удаление различных выделений;
- Использовать в разнообразных косметических и косметологических процедурах.

Такую вату можно использовать в тех случаях, когда есть возможной дополнительной стерилизации на месте.

Особенности и свойства

Хлопковая глазная вата от прочих отличается одной характерной особенностью – наивысшая капиллярность и способность поглощать влагу и жидкости. Многофункциональное гипоаллергенное средство, которое отлично подходит для всех людей.

Наши предложения

Вас интересует вата глазная хлопковая нестерильная ГОСТ? Купить ее у вас есть возможность именно на нашем сайте. Мы рады предложить продукт, который в полной мере соответствует ГОСТ 5556-81. У нас вата продаётся в упаковках

Продаётся в упаковках (цена указана за шт./кг):

- кипная по 50 кг.
- в рулонах по 2,5 кг.
- в рулонах по 1 кг.
- фасованная по 500 г.
- фасованная по 250 г.
- фасованная по 200 г.
- фасованная по 100 г.
- фасованная по 50 г.
- фасованная по 25 г.

Упаковка: бумага 25 г, 50 г, 150 г, 200 г, 250 г, 500 г, 20 кг, 30 кг, 50 кг.