

Вата Зиг-Заг перфорированная



Цена:

По запросу

Вес:

Да

Упаковка:

10 шт.

Под заказ

Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Вата Зиг-Заг медицинская перфорированная хирургическая хлопковая нестерильная.

Общая информация

Продукция из ваты, которую сегодня можно приобрести в большинстве торговых точек, весьма разнообразна. Заботясь о потребителях, производители все больше внимания обращают именно на то, чтобы их продукция была наиболее удобной в эксплуатации.

В последнее время все большую популярность приобретает перфорированная вата Зиг-Заг, которая не только чрезвычайно функциональна и полезна в использовании, но также и чрезвычайно удобна в обиходе – она не прессуется, ее просто доставать и разрывать.

Особенности производства

Процесс изготовления ваты в форме Зиг-Заг по большей части имеет сходство с процессом изготовления все остальной продукции из ваты. В качестве основного материала используется полностью природный первосортный хлопок.

После производства непосредственно самой ваты начинаются отличия. Вата Зиг-Заг перфорированная нестерильная не прессуется в отличие от рулонной, а складывается в особую форму. Ватная лента перфорирована, что и обеспечивает ее удобное разрывание на куски необходимого размера.

Среди свойств данной перфорированной ваты следует отметить:

- Высокослоистую структуру;
- Высокие сорбционные показатели;
- Однородный материал;
- Полное отсутствие каких-либо посторонних компонентов, способных вызвать аллергическую реакцию.

Предназначение

Вату Зиг-Заг удобно использовать во многих случаях. Популярный расходный материал, который дает возможность:

- Создать средство для перевязки;
- Производить удаление различных выделений во время проведения операций различного рода;
- Использовать во время гигиенического ухода, косметологических процедур.

Эту вату для медицинских целей приобретают в тех случаях, когда есть возможность стерилизации уже на месте.

Особенности и свойства

Основное преимущество ваты Зиг-Заг, по сравнению с обычной, заключается именно в ее форме – форме перфорированной ленты, уложенной в упаковку зигзагообразно. Данный способ упаковки дает возможность легко и удобно получать подходящие по размеру отрезки, которые затем используются для повязок, компрессов, тампонов и прочих.

Наши предложения

Если вас интересует вата Зиг-Заг хирургическая хлопковая нестерильная ГОСТ, купить не составит труда у нас. Мы рады предложить вам медицинскую перфорированную вату Зиг-Заг в различных фасовках.

Упаковка: п/э пакет 50 г, 100 г

Состав: 100 % хлопок

